

真空乳化分散装置

アヂホモミクサー

2M-2型 2M-5型

医薬品、化粧品の研究に必要な機能を組み込んだ、コンパクトな研究用の真空乳化装置です。

特 徴

- タッチパネルを一新し、操作性を向上 **★NEW★**
- SDカードによるデータロギングで記録可能 **★NEW★**
- 電源と水の配管をつなぐだけ！真空ポンプ、恒温水槽を内蔵した“オールインワン”
- 攪拌部（ホモミクサーとパドルミクサー）と容器を交換するだけで、2L用と5L用の切り替えが可能
- 攪拌部はボルトレス構造を採用し、洗浄作業が簡単
- 容器は硬質ガラス製。加熱、冷却、真空中も攪拌状態を観察できる
- パドルミクサーにはスクレーパがついていて容器内壁面をかき取り、処理液温度を均一に効率よく攪拌
- 10,000Lまでスケールアップの実績あり

◆ 標準仕様

	2M-2型	2M-5型
電 源	AC 95～110V 50/60Hz 単相 15A 電源ケーブル：3m プ ラ グ：接地2P 防水ゴムコードキャップ ㊟ アダプター（接地15Aアダプター）付 ㊟ ※100V電源は2系統使用します	
攪 拌 部	ホモミクサー-MARK II 2.5型 モ ー タ：0.4kW 回 転 数：1,000～12,000r/min 材 質：接液部 SUS304 タービン駆動：PTFE	パドルミクサー モ ー タ：0.3kW 回 転 数：15～120r/min 材 質：接液部 SUS304 スクレーパ：PTFE
操 作 パ ネ ル	タッチパネル 表 示：回転数、温度、電流値、運転時間、圧力、異常 作 業：運転／停止、容器昇降、真空ポンプ、恒温槽 定 義：回転数、温度、タイマ	
容 器	容 量：4L 処理量：～2L（2L仕様） 材 質：硬質ガラス（ジャケット付）	容 量：7L 処理量：～5L（5L仕様） 材 質：硬質ガラス（ジャケット付）
内 蔵 機 器	恒温水槽、真空ポンプ	
概 算 質 量	170kg	

※記録計はオプションとして取り付け可能です。



用途例

化粧品：基礎化粧品（クリーム、乳液）、ファンデーション、
コンディショナー、洗顔フォーム等
医薬品：軟膏、クリーム、シロップ、懸濁製剤
食 品：ドレッシング、マヨネーズ、ジャム

プライミクス株式会社 <http://www.primix.jp>

本社／工場 〒656-2306 兵庫県淡路市夢舞台1-38
東 京 支 社 〒108-0023 東京都港区芝浦3 -16 - 4
名古屋支社 〒460-0008 名古屋市中区栄2- 9 -16
大 阪 支 社 〒553-0003 大阪市福島区福島5-6-16
埼玉ベース 〒350-1101 埼玉県川越市の場1-17-16

Tel.0799-72-0080 Fax.0799-72-0040
Tel.03-3455-6011 Fax.03-3455-6071
Tel.052-253-6261 Fax.052-201-2333
Tel.06-6458-7533 Fax.06-6453-2867
Tel.049-232-8880 Fax.049-232-8885

※このチラシに記載された仕様、デザインなどは
予告なく変更することがあります。

