

CLEARSTAR/クリアスタア®5型

シンプルで使いやすいデザインにモデルチェンジ！！

槽外循環機能

- 槽下攪拌部「ネオカイザー®」の強い剪断力とポンプ能力で槽外循環（槽下部→槽外循環配管→槽上部）すると処理物全体を均質に攪拌

試作研究機

- 処理量 5L の試作研究機
- 分解洗浄しやすい構造
- 設置しやすいサイズに小型化
- 大型機導入前の基礎検討に最適

搭載機能

- 真空・加圧ユニット、恒温槽を内蔵
- タッチパネル操作
- 実験データを USB メモリに取得
- 電流値表示を攪拌所要動力に表示変更可能

用途例

医 薬 品：軟膏、坐薬、皮膚外用剤、ゼリー製剤、注射液、点滴液、シロップ剤、クリーム製剤
化 粧 品：基礎化粧品（クリーム、洗顔フォーム）、ヘアケア（シャンプー、トリートメント、コンディショナー）リキッドファンデーション、リップクリーム、歯ミガキ

仕 様

電 源：AC200V 50/60Hz 引掛け式プラグ 3m付
給 排 水：清水 0.2~0.4MPa 3~4L/min（常時安定供給、排水場必要）
概算寸法：W450×H1500×D550 [mm]（昇降時：H+280mm）
概算重量：250kg
処 理 量：1~5L
攪 拌 部：アンカーミキサー（槽内） 回転数：15~290 r/min（正/逆転）
ネオカイザー®（槽下部） 回転数：500~13,000 r/min（正/逆転）
操 作：タッチパネル（緊急停止ボタン、USBロギングデータ付）
搭 載：真空・加圧ユニット（-0.096~0.05MPa）、恒温槽（常温~90℃）



プライムクス株式会社 <http://www.primix.jp>

本社／工場	〒656-2306 兵庫県淡路市夢舞台1-38	Tel.0799-72-0080	Fax.0799-72-0040
東京支社	〒108-0023 東京都港区芝浦3-16-4	Tel.03-3455-6011	Fax.03-3455-6071
名古屋支社	〒460-0008 名古屋市中区栄2-9-16	Tel.052-253-6261	Fax.052-201-2333
大阪支社	〒553-0003 大阪市福島区福島5-6-16	Tel.06-6458-7533	Fax.06-6453-2867
埼玉ベース	〒350-1101 埼玉県川越市の場1-17-16	Tel.049-232-8880	Fax.049-232-8885

※このチラシに記載された仕様、デザインなどは予告なく変更することがあります。
※製品イメージの大きさは同率ではありません。